

Porovnání standartního symetrického Trokarového hrotu a BIP-WingTip-Trocar®

**MEDICAL
TECHNOLOGY**

Klasický, symetrický trokarový hrot není vhodný pro bioptické jehly, protože linie řezu tkání je vedena na střed bioptické jehly a **nedochází** tak k optimálnímu naplnění komory jehly bioptickým vzorkem.



BIP-WingTip-Trocar® je navržen tak, že linie řezu tkání je vedena na spodní část odběrové komory a **dochází** k optimálnímu naplnění komory jehly bioptickým vzorkem.



BIP-WingTip-Trocar® je chráněn evropskou ochrannou známkou, optimalizovaný trokarový hrot usnadňuje lepší průnik tkání a zlepšuje cílové zaměření při zachování velikosti a kvality bioptického vzorku.